

PROMOS

Du **20** novembre
au **31** décembre

ÉCHOGRAPHE VÉSICAL

Bladder Scan Z3

Réf. 397018 + 397019



FONCTIONNALITÉS CLÉS :

- Mesure rapide et fiable du volume vésical en seulement 5 secondes.
- Dispositif non invasif réduisant les risques d'infections liés aux sondages.
- Interface tactile intuitive pour une utilisation simplifiée en milieu clinique.
- Stockage sécurisé de 1000 dossiers patients avec transfert USB facile.
- Imprimante intégrée pour impression immédiate des résultats.
- Léger, portable et ergonomique, idéal pour une utilisation multi-services.



4229.75 € HT

Modèle avec pied.

le + produit :

Une interface simple, un stockage des données et une connectivité USB pour la gestion des dossiers médicaux.

Retrouvez toutes nos offres produits, classées par fournisseur, dans les pages suivantes :

Page 2

WIN CARE

Page 3

NAUSICAA
MEDICAL

Page 4

SYSTEM

Page 4-5

Wellell

Page 5

PRATICIMA
healthcare solutions

Page 6-7

ABC

Page 8



SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ

S.A.M. Ergonom

Réf. 316595 (droite) ou 316596 (gauche)



Redressement

Allongé-assis et assis debout



Roulement latéral

Plébiscité par les ergothérapeutes !



L'unité

163.87 € HT



UN SYSTÈME UNIQUE ET INCLUSIF :

Pensé pour *s'adapter aux patients* souffrant de :

- Difficultés articulaires (arthrose, épaule gelée, coiffe, faiblesse musculaire, Parkinson...).
- Troubles de la vue (DMLA, presbytie, cataracte).
- Peur du vide.

LIT MÉDICALISÉ

Aerys

Réf. 360266

CONFIG

- Procline / Décline.
- Position fauteuil.
- Barrières 3/4.
- Roues multidirectionnelles.
- Freinage centralisé.
- Panneaux Abélia.
- Relève jambes à plicature électrique.



WIN CARE



L'unité

1272.27 € HT

Tarif avec la configuration ci-contre.

Délai de livraison : 2 mois.

TABLE DE LIT

Evilence

Réf. 373602

WIN CARE



POIDS
MAXI
15 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur variable avec système à ressort.
- Angles arrondis.
- Galerie 3 côtés.
- Réglette de lecture.
- Dimensions du plateau : petit plateau fixe (29 x 46 cm)
- plateau inclinable (64 x 46 cm).

L'unité

158.74 € HT



le + produit :

2 plateaux indépendants dont un inclinable.

NOUVEAU

NAUSICAA

MEDICAL

VERTICALISATEUR

Way Up'Go

Réf. 392443

CONFIG

- ▶ 5ème roue motorisée.
- ▶ Écartement des pieds électrique.
- ▶ Chassis acier.
- ▶ Batterie lithium.
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence.

**POIDS
MAXI**
180 kg



Scannez moi !



le + produit :

Assistance motorisée permettant un déplacement sans aucun effort de traction.



L'unité

2107.55 € HT

Tarif sans sangle.

Tarif des sangles pour le verticalisateur Way Up Go :

sangle Verticonfort

réf. 399855 taille S
réf. 399854 taille M

x1
59 € *



* tarif conditionné à l'achat d'un verticalisateur Way Up Go.

MATELAS A AIR + COMPRESSEUR

Nausiflow 512

Réf. 320905 + 400479

Principalement recommandé dans le cadre de la prévention et/ou de l'aide au traitement de tous types d'escarres constituées (suivant avis médical) de stade 1 à 2.



L'unité

721.62 € HT


Matelas + compresseur

LES AVANTAGES DU NAUSIFLOW 512 :

- ▶ **Confort et fiabilité** : Matériaux doux et durables pour un confort prolongé.
- ▶ **Gaine passe-câble** : Protège le câble d'alimentation en évitant qu'il traîne au sol et facilite le placement des appareils de transfert.
- ▶ **Cellules de tête statiques** : Améliorent le confort du maintien de la tête.
- ▶ **Connecteur rapide à fermeture automatique** : Facilite et sécurise la décharge rapide des 4 dernières cellules situées en zone talonnière.
- ▶ **Tuyaux d'alimentation en air** : Conçus dans un caoutchouc très résistant et anti-pincement. Ils réduisent les cisaillements liés aux plis.
- ▶ **Protection du sous-matelas** : Poche étanche avec fermeture éclair protégée par un rabat. Protège la mousse contre les liquides et autres contaminants.

Compresseur R'GO SOINS

- ▶ 8 niveaux de réglage pour un confort optimal.
- ▶ Gestion de la pression automatique
- ▶ Silencieux.
- ▶ Capacité maximale : de 30 à 200 kg.
- ▶ Certifié CE. Dispositif médical de classe 1.



HUMIDIFICATEUR D'AIR

DP100

Réf. 204051

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Indiqué pour les traitements par aérosolthérapie médicamenteuse à visée O.R.L. ou pulmonaire, ainsi que pour les séances d'humidification en environnement hospitalier.
- ▶ Nombreux réglages et fonctionnalités : arrêt automatique en fin de séance, minuterie, mémorisation des réglages précédents.
- ▶ Divers kits de consommables disponibles (nous consulter).



L'unité

1057.23 € HT



le + produit :

Permet de nébuliser des volumes allant de 2 à 30 ml en aérosolthérapie médicamenteuse et de 0,2 à 1 L en humidification.


COUSSIN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

Viscoflex +



VISCOFLEX +

Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m³



x1
38.71 €

réf. 341903	40 x 40 x 8 cm
réf. 961322	42 x 42 x 8 cm
réf. 306543	45 x 42 x 8 cm
réf. 355525	48 x 43 x 8 cm
réf. 305987	51 x 46 x 8 cm

Wellell

COUSSIN ANTI-ESCARRES

Sedens 400

Réf. 404830



Réduction du talonnement - allègement des pressions - aide à la posture.

Le Sedens 400 est un coussin hybride air-mousse à dépression composé de 6 cellules combinées air-mousse. Grâce à sa valve brevetée et exclusive, il s'adapte à toutes les postures et offre d'excellentes performances en termes de confort et de prévention des escarres.

- ▶ Housse PU bi-élastique, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau.
- ▶ Base antidérapante pour assurer un maintien optimal sur l'assise.
- ▶ Dimensions : 44 x 41 x 10 cm.



le + produit :

Valve brevetée et exclusive.

--- Tarifs dégressifs à l'unité ---

x1

164.93 €

x4

135.30 €

DISPOSITIF D'AIDE AU RÉHAUSSEMENT

PullAid

Réf. 401025

Dispositif d'assistance motorisée pour le repositionnement des patients alités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conçu pour remonter le patient vers la tête du lit lorsqu'il a glissé vers le bas, sans que le personnel soignant n'ait à utiliser une force physique manuelle.
- Charge maximale du patient : 150 kg.



2240.99 € HT

VENDU AVEC :

- un drap de glisse,
- 2 draps munis de velcro,
- un système All Connect.



POIDS MAXI
150 kg



le + produit :

Réduction des risques de T.M.S. du personnel soignant.

CHARIOT DE SOIN 600 x 400

Neop - Roues motorisées

Réf. 362515 + 350017

CONFIG

- 5 tiroirs jointifs (1 petit / 3 moyens / 1 grand).
- Tablette supérieure en thermoplastique.
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles.
- 1 panier latéral grand modèle.
- 1 poubelle double.



L'unité

2812.91 € HT

PRATICIMA
healthcare solutions

Délai de livraison : 4 à 6 semaines.



Roues motorisées pour limiter les efforts de poussée

3 COLORIS AU CHOIX :

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

CHARIOT DE LINGE 600 x 400

Neop Clean - Roues motorisées

Réf. 404399



L'unité

1962.67 € HT

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur : 1 m.,
- Roues motorisées.



BROYEUR COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE

Severo

Réf. 309272



L'unité

317.67 € HT



- Réduit en poudre les comprimés en moins de 8 secondes.
- Broyage sans effort et sans risque de T.M.S.
- Prévention des contaminations croisées.
- Simple d'utilisation et portable.



L'unité

1029.41 € HT



le + produit :

Faible rayon de braquage pour une utilisation optimale en espaces restreints.

Idéal pour les personnes ayant des difficultés à marcher, mais pouvant se tenir assise ou debout avec un soutien.



Deux grandes poignées

pour manœuvrer l'appareil et permettre à l'utilisateur de se lever et se tenir pendant le transfert.



Fixation sangle

des deux côtés pour fixer nos ceintures d'aide (en option).



Appui jambes réglable

pour un bon soutien du patient lors de la mise en position semi-debout avec un confort unique.



Palettes / support

Les éléments du support pivotent latéralement pour faciliter l'installation.

CARACTÉRISTIQUES :

LÈVE PERSONNE

Eva 450 EE

Réf. 338270

Le lève personne EVA 450 **AVEC ÉCARTEMENT ÉLECTRIQUE DES PIEDS** offre aux utilisateurs un dispositif polyvalent grâce à sa hauteur de mât et ses poignées réglables en hauteur. Sa structure en aluminium et ses roues de 100 mm le rendent léger et extrêmement maniable.

--- Tarifs dégressifs à l'unité ---

Par 1
2776.47 € HT



Par 3
2717.64 € HT
l'unité

Tarif sans sangle.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de levage : 205 kg.
- Hauteur de levage min-max : du sol à 180 cm.
- Vitesse de levage : 3,5 cm/s.
- Matériau / poids : aluminium - 34 kg.



le + produit :

Le plus léger du marché.

Tarif des sangles de transfert :

sangle Highbacksling

réf. 339050 taille M
réf. 396285 taille L

x1
164.71 € *

* tarif conditionné à l'achat d'un lève-personne EVA 450 EE.

LÈVE PERSONNE

MiniLift 160 EE

Réf. 373807

ABC

**Facilite le transfert du patient,
réduit les efforts du personnel soignant.**

Le lève personne MiniLift 160 **AVEC ÉCARTEMENT ÉLECTRIQUE DES PIEDS** est reconnu pour être un dispositif léger et adapté pour lever une personne de la position assise à debout.

POIDS
MAXI

160 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Capacité de levage : 160 kg.
- ▶ Marche-pied amovible.
- ▶ Bras télescopique unique.
- ▶ Appui tibial en mousse épaisse.

L'unité

1994.11 € HT



Tarif des sangles de transfert :

sangle Thoraxsling

réf. 362211	taille S
réf. 336691	taille M
réf. 401888	taille L

x1
223.55 €*



* tarif conditionné à l'achat d'un lève-personne MiniLift 160 EE.

MATELAS MOUSSE

EvoSoft

Réf. 396864

ABC

**Un confort de sommeil et un soutien unique.
Efficacité garantie jusqu'à 10 ans.**

--- Tarifs dégressifs à
l'unité ---


Par 1

381.05 € HT

Par 9

338.70 € HT
l'unité

Au-delà de 9 unités, nous consulter.



EVOSOFT

Le matelas EvoSoft offre un support à pression constante entre 30 et 25 mmHg, soit une pression inférieure de 30 à 55% par rapport au matelas référence en mousse à mémoire de forme.

PRÉVENTION ET SOINS DES ESCARRES
STADE 3

le + produit :

Matelas 100 % réversible.

FAUTEUIL ROULANT MANUEL

V500 Light

Réf. 396562



le + produit :

Le plus léger de la gamme.

Coloris :



Grandes roues arrière

V500 est un fauteuil complet grâce à ses nombreux équipements de série :

- ▶ Accoudoirs légers et amovibles,
- ▶ Repose-pieds escamotables vers l'intérieur ou l'extérieur et amovibles,
- ▶ Freins avec poignées longues et rabattables,
- ▶ Pliage compact facile pour le transport ou le stockage,
- ▶ Hauteur et profondeur d'assise réglables,
- ▶ Dossier et poignée de poussée ajustables en hauteur,
- ▶ Disponible en 6 largeurs de siège (39, 42, 44, 46, 48 et 50),
- ▶ Poids du fauteuil : 14,85 kg.



L'unité

406.84 € HT

FAUTEUIL ROULANT CONFORT

Inovys II Evo

Réf. 316965



le + produit :

Le 1er dossier au galbe ajustable.



Entièrement réglable pour un maximum de confort :

- ▶ Inclinaison du dossier (0-54°) et de l'assise (0-21°),
- ▶ Dossier préformé avec galbe réglable,
- ▶ Coussins d'assise anatomiques (disponible en 3 largeurs et en version anti-escarres),
- ▶ Accoudoirs ultra-confortables, amovibles et réglables en largeur, hauteur et profondeur,
- ▶ Appui-tête déformable avec maintiens latéraux réglables,
- ▶ Repose-jambes réglable en longueur, largeur, profondeur et inclinable avec réglage indépendant des coussins.




L'unité

721.69 € HT

VOTRE AGENCE

Des équipes expérimentées au plus proche de chez vous



9 bis, bd Jean Jaurès --- **BALLAN-MIRÉ**
Tél. 02 47 65 53 93

113, av. François Mitterrand --- **BOURGES**
Tél. 02 48 48 00 48

86, av. de la République --- **CLERMONT-FD**
Tél. 04 73 90 90 99

23 place Jean Moulin --- **MOULINS**
Tél. 04 70 46 85 45

23, boulevard Carnot --- **MONTLUÇON**
Tél. 04 70 03 72 78

25 avenue Paul Doumer --- **VICHY**
Tél. 04 70 97 70 97

NEVERS

Tél. 03 86 59 11 11

ZAC des Grands Champs - 10, bd Grands Prés des Bordes

N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels :

Marie-Laure ESTRADA --- marielaure.estrada@espacedmedical.com --- Tél. 06 60 56 53 08

Sophie DEBARBAT --- sophie.debarbat@espacedmedical.com --- Tél. 04 70 03 72 68

 **ESPACE**
Médical
les couleurs de la santé

Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Création : Médic Centre Équipement SARL - ZA Châteaugay - 25 rue Jean Moulin - 03410 DOMÉLAT [Siret : 329 528 244 00042 - RCS MONTLUÇON].

Les offres de ce catalogue sont réservées aux professionnels de santé. Elles sont valables du 20 novembre au 31 décembre 2025. Étant donné la conjoncture actuelle, les tarifs peuvent être amenés à varier selon nos conditions d'approvisionnement. Les produits de ce catalogue sont des dispositifs médicaux. Ce sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE.

Photos et informations non contractuelles.